

## INFORMATIVA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL CORONAVIRUS

(protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14/03/2020)

### DISPOSIZIONI COME DA PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL 14/03/2020 PER I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IN AZIENDA:

- l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:
  - le **mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.**
  - data la situazione di emergenza**, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, **potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria**
  - è favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS  
([https://www.who.int/gpsc/5may/Guide\\_to\\_Local\\_Production.pdf](https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf))
- qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro** e non siano possibili altre soluzioni organizzative **è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione** (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

### DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER ATTIVITÀ INTERPERSONALE < 1 metro:

#### MASCHERINA FFP2-FFP3

- Come si indossa?**

Prima di indossare una mascherina FFP2-FFP3 igienizzare le mani con disinfettante a base di alcool



1. prendere la mascherina come mostrato in figura 1 e modellare lo stringinaso

2. posizionare la mascherina sul viso, appoggiandola prima sul mento. Posizionare prima l'elastico dietro al collo

3. Posizionare poi l'elastico superiore sopra le orecchie e stringere i due elastici in modo da fare aderire perfettamente la mascherina

4. Modellare lo stringinaso e muovere leggermente la mascherina per assicurarsi che sia posizionata perfettamente

5. Inspirare bruscamente, se sentite che l'aria passa attraverso i bordi, modellate ulteriormente

- Come si toglie?**

Non toccare la parte anteriore, se la tocchi igienizza le mani con disinfettante a base di alcool. Toglila prendendo i due elastici e trattenendo il respiro, dopodiché gettala immediatamente (solo se vi sono difficoltà di approvvigionamento procedi subito con la sanificazione della stessa\*).

- Come si smaltisce?**

Gettare la mascherina in un contenitore chiuso, dedicato per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale usati, dopodiché igienizzare le mani con disinfettante a base di alcool.

- \* Come sanificarla? Solo nel caso di difficoltà di approvvigionamento**

Con disinfettante a base di alcool, oppure alcool etilico, cospargere la mascherina con "spruzzino" e lasciare asciugare la stessa in zona arieggiata, igienizzare le mani con disinfettante a base di alcool. Oppure, se disponibile, igienizzare la mascherina in autoclave.

### GUANTI MONOUSO IN NITRILE

#### Indicazioni generali per l'uso di guanti:

- Non indossare anelli e braccialetti in quanto non consentono una buona igiene delle mani e potrebbero lesionare i guanti
- Evitare che le maniche della divisa/tuta vengano a contatto con i guanti. Se necessaria una protezione per braccia e corpo, usare tuta in tyvec monouso

- **Come si indossano?**

Igienizzare le mani con disinfettante a base di alcool, poi indossare i guanti monouso in nitrile.

- **Come si tolgono?**



1. Rimuovere un guanto partendo dal polsino

2. Tenerlo nella mano rimasta quantata

3. Con la mano libera rimuovere il secondo guanto prendendolo dall'interno

4. Infilare il primo guanto all'interno del secondo

- **Come si smaltiscono?**

Dopo l'uso gettare i guanti monouso in nitrile in contenitore chiuso, dedicato per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale usati, dopodiché igienizzare le mani con disinfettante a base di alcool.

### OCCHIALI/MASCHERINA DI PROTEZIONE



- **Come si indossano?**

Igienizzare le mani con disinfettante a base di alcool, poi indossare occhiali o mascherina di protezione per il rischio biologico.

- **Come si tolgono?**

Non toccare la parte anteriore degli occhiali o della mascherina, se la tocchi igienizza le mani con disinfettante a base di alcool. Toglili prendendo le astine o l'elastico, dopodiché procedi immediatamente con la sanificazione degli stessi.

- **Come sanificarli?**

Con disinfettante a base di alcool oppure alcool etilico cospargere gli occhiali o la mascherina di protezione e lasciare asciugare la stessa in zona arieggiata, igienizzare le mani con disinfettante a base di alcool.

### TUTE/CUFFIE IN TYVEK MONOUSO

Prima di indossare la tuta nell'ordine, indossare mascherina FFP3, occhiali o maschera di protezione, cuffia poi indossare i guanti monouso.

- **Come si indossa?**



1. Indossa la tuta in tyvek monouso

2. Allaccia la cerniera fino al mento e indossa il copricapo al di sopra della cuffia e degli altri dispositivi già indossati

- **Come si toglie?**



1. Togli delicatamente il copricapo e arrotolalo dietro la nuca

2. Continua ad arrotolare la tuta su se stessa dalle spalle

3. Sfila la tuta toccando solo la parte interna

4. Arrotola la tuta fino alle caviglie, poi togliila completamente

- **Come si smaltisce?**

Dopo aver sfilato la tuta gettarla immediatamente in contenitore chiuso, dedicato per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale usati, dopodiché togliere nell'ordine cuffia, guanti (come sopra), igienizzare le mani con disinfettante a base di alcool, poi procedere con il togliere occhiali o maschera di protezione e mascherina FFP3 (come sopra).